



HÉMA-QUÉBEC

Produits sanguins
Cellules souches
Tissus humains

4045, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000
Télécopieur : 514 832-1021

1070, avenue des Sciences-de-la-Vie
Québec (Québec) G1V 5C3
Téléphone : 418 780-4362
Télécopieur : 418 780-2093

HQ-18-010

CIRCULAIRE

Remplacement du format 5 mL de la matrice hémostatique FLOSEAL^{MD} VH S/D par le format 10 mL

Le 26 mars 2018

**AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG**

Madame,
Monsieur,

La présente est pour vous informer du remplacement du format 5 mL (article 100459) de la matrice hémostatique FLOSEAL^{MD} VH S/D par le format 10 mL (article 100460). À l'épuisement de l'inventaire du format 5 mL prévu vers la mi-avril 2018, seulement le format 10 mL sera disponible.

Veuillez prendre connaissance de la lettre de Baxter ci-jointe concernant les changements apportés au produit. À l'épuisement de l'inventaire, les commandes pour le format 5 mL seront substituées par le format 10 mL.

Article	Description
100459	Matrice hémostatique 5 mL FLOSEAL ^{MD} VH S/D
100460	Matrice hémostatique 10 mL FLOSEAL ^{MD} VH S/D

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, à la section *Sang/Professionnels de la santé/Circulaires d'information*.

Pour toute question, demande de renseignements ou pour obtenir une copie du guide de préparation du Floseal 10 mL, veuillez communiquer avec votre chef de territoire, chirurgie avancée.

Original signé par

Jean Lapierre
Directeur des produits stables

p. j. Lettre de Baxter

c. c. M^e Smaranda Ghibu, vice-présidente aux relations publiques et au secrétariat général, présidente par intérim
M. Luc Vermeersch, vice-président aux finances et gestion des projets stratégiques, vice-président à la chaîne d'approvisionnement par intérim, chef de la direction par intérim
D^r Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l'innovation, vice-président aux produits biologiques innovants et laboratoires de référence (tissus humains) par intérim
D^r Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
D^r André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
D^{re} Nancy Robitaille, vice-présidente aux affaires médicales en hématologie



Le 16 mars 2018

Matrice hémostatique Floseal

Madame, Monsieur,

Baxter est enchantée d'avoir été choisie comme fournisseur principal d'hémostatiques topiques et de colles pour la province de Québec. La présente communication a pour but de vous fournir de plus amples renseignements concernant la conversion prochaine à Floseal 10 ml.

La composition, la concentration et l'application de Floseal ne changent en rien. Cependant, une étape a été ajoutée pour la préparation de Floseal 10 ml comparativement à Floseal 5 ml : un raccord Luer est utilisé pour fixer la seringue de matrice gélatineuse à la seringue de solution de thrombine. Avec le raccord Luer, les seringues sont fixées plus fermement ensemble, ce qui facilite le mélange du produit.

En plus des embouts pour l'application déjà fournis dans la trousse de Floseal 5 ml, chaque trousse de Floseal 10 ml contient aussi un embout malléable permettant d'appliquer Floseal dans des endroits difficiles à atteindre.

Pour toute autre question ou demande de renseignements concernant Floseal 10 ml, veuillez communiquer avec votre chef de territoire, chirurgie avancée.

Chef de territoire, chirurgie avancée	Coordonnées
Johanne Montreuil – Montréal	514 231-2799 johanne_montreuil@baxter.com
Linda Campagna – Québec	514 349-8480 linda_campagna@baxter.com

Cordialement,

Melissa Dias
Chef de marché principale, chirurgie avancée
Corporation Baxter