

[REDACTED]

De: Isabelle Allard
Envoyé: 24 février 2017 14:42
À: [REDACTED]
Objet: Réponse à votre demande d'accès à l'information
Pièces jointes: Liste des tests effectués à Héma-Québec.pdf

Monsieur,

En réponse à votre demande d'accès à l'information, vous trouverez ci-joint la liste des tests effectués par Héma-Québec sur chaque don de sang prélevé pour permettre leur mise en banque. Pour les tests dont la fréquence de réalisation diffère, l'information est précisée au tableau.

En espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Isabelle Allard, conseillère juridique
Responsable de l'accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels

4045, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000, poste 5240 / Télécopieur : 514 832-1025
www.hema-quebec.qc.ca

Donnez du sang. Donnez la vie.

Ce courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'au(x) destinataire(s) indiqué(s). S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez l'effacer et en aviser l'expéditeur aussitôt. Merci!

Tests et méthodologies utilisés pour la qualification des dons de sang à Héma-Québec

Test	Méthode/Type d'équipement
Groupe ABO et Rh	Méthode de microhémagglutination Test en microplaque Fait sur le PK7200 de Beckman Coulter (sera fait sur le PK7300 à compter de décembre 2010)
Dépistage des anticorps dirigés contre la syphilis	
Dépistage des anticorps dirigés contre le cytomégalovirus (CMV) Note : ce test n'est pas fait pour la majorité des donneurs; il s'agit d'un qualificatif pour un produit sanguin. Les produits CMV négatifs sont souvent réservés pour les receveurs avec un déficit immunitaire ou ayant un besoin particulier.	
Titration des anti-A et anti-B Note : fait pour les thrombaphères de groupe O	Méthode agglutination en tube
Dépistage des anticorps anti-érythrocytaires	Méthode de hémagglutination Test en microplaque Fait de façon manuelle (mais pipetage des échantillons automatisés)
Dépistage des anticorps dirigés contre le VIH-1,2	Méthode par chimiluminescence Fait sur le PRISM Next d'Abbott
Dépistage des anticorps dirigés contre le HTLV-I/II	
Dépistage des anticorps dirigés contre VHC	
Dépistage des antigènes de surface du VHB (AgHBs)	
Dépistage des anticorps dirigés contre l'antigène core du VHB	
Dépistage des anticorps dirigés contre le <i>T. cruzi</i> (Chagas) Note : ce test n'est fait que pour les donneurs ayant des facteurs de risque	
Test d'acide nucléique pour le VIH-VHC-VHB Test en multiplex (détecte les 3 virus en même temps)	
Test d'acide nucléique pour le virus du Nil Occidental (VNO) Note : Tous les dons sont testés pendant la période du 1 ^{er} juin au 30 novembre (saison estivale). Dans la période du 1 ^{er} décembre au 31 mai, seuls les donneurs ayant voyagé hors-Canada au cours des 56 jrs précédant leur don seront testés (saison hivernale).	Recherche de l'ARN/ADN Fait sur le système PROCLEIX de Grifols
Culture bactérienne Note : fait uniquement sur les produits plaquettaires	Échantillon du produit plaquettaireensemencé dans une bouteille de milieu de culture Incubation dans le système BacT/Alert de bioMérieux Si une bactérie est trouvée, elle sera envoyée au Laboratoire de santé publique du Québec pour identification