



4045, boul. Côte-Vertu  
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7  
Téléphone : (514) 832-5000  
Télécopieur : (514) 904-8557

1009, Route du Vallon  
Ste-Foy (Québec) G1V 5C3  
Téléphone : (418) 780-4362  
Télécopieur : (418) 780-2083

**HQ-05-009**

## **CIRCULAIRE**

### **Segments des culots globulaires**

Le 9 mars 2005

**AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG  
AU CHEF TECHNOLOGISTE RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG**

Madame,  
Monsieur,

La compagnie PALL nous informe que la tubulure qui sert à fabriquer les segments est numérotée de façon unique pour chaque dispositif de prélèvement. Ce numéro est identique sur tous les segments faits à partir de la tubulure d'un dispositif donné et ne se répétera pas sur aucun autre dispositif.

Il devient donc possible, lorsqu'un segment se détache de la tubulure lors de manipulation du produit, d'associer le segment détaché au produit d'origine.

N'hésitez pas à me contacter pour toute information additionnelle.

Sylvie Thibault  
Directeur des relations avec les hôpitaux et de l'inventaire

ST-lq

c.c. M. Yvan Charbonneau, vice-président à l'exploitation  
Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales