

COMMANDE ET ENTREPOSAGE DU MATÉRIEL POUR LA COLLECTE DE SANG DE CORDON

1- Identifier le destinataire		
<input type="checkbox"/> Cité-de-la-Santé <input type="checkbox"/> salle d'accouchement <input type="checkbox"/> bloc opératoire	<input type="checkbox"/> Sacré-Cœur <input type="checkbox"/> salle d'accouchement <input type="checkbox"/> bloc opératoire	<input type="checkbox"/> CHUL
<input type="checkbox"/> Lakeshore	<input type="checkbox"/> CHU Sainte-Justine	<input type="checkbox"/> LaSalle
<input type="checkbox"/> St-Mary's	<input type="checkbox"/> CUSM-GLEN	<input type="checkbox"/> Juif

2- Identifier le contenu de la commande	
<input type="checkbox"/> Dispositifs de collecte	Quantité (boîtes de 20) :
<input type="checkbox"/> Désinfectant pour salle d'accouchement	Quantité (boîtes de 50) :
<input type="checkbox"/> Désinfectant pour bloc opératoire	Quantité (boîtes de 25) :
<input type="checkbox"/> Enveloppes de transport	Quantité (boîtes de 100) :
<input type="checkbox"/> Sacs de plastique	Quantité (sacs de 100) :
<input type="checkbox"/> Sceaux d'inviolabilité	Quantité (sacs de 100) :

3- Télécopier le formulaire au (514) 832-0266

4- À la réception du matériel, l'entreposer dans un endroit sécuritaire à accès restreint, à la température de la pièce et à l'abri de la chaleur

Entreposé par/date :

5- Télécopier le formulaire au (514) 832-0266