

Héma-Québec à Montréal
4300, rue Garand, St-Laurent (Québec) H4R 2A3
Pour transfert vers Québec

Héma-Québec à Québec
1070 Ave des Sciences-de-la-vie,
Québec (Québec) G1V 5C3
Pour transfert vers Mtl

Héma-Québec à Montréal
4300, rue Garand, St-Laurent (Québec) H4R 2A3

Héma-Québec à Québec
1070 Ave des Sciences-de-la-vie, Québec (Québec)
G1V 5C3

ENVOI DES CENTRES HOSPITALIERS À HÉMA-QUÉBEC

Nom du centre hospitalier : _____

Attention :

- Identifier votre colis en apposant une copie de ce formulaire sur le dessus et une copie sur le côté de la boîte d'envoi.
- Ne cocher qu'un seul destinataire sur les réquisitions d'analyses.
- N'envoyer qu'un seul type d'analyse par boîte.
- Insérer les requêtes dûment remplies à l'intérieur de la boîte.
- Envoyer les échantillons dans les bonnes conditions de température.

Envoi d'échantillons

- | | |
|--|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Laboratoire de référence (LR) - immunologie érythrocytaire - Québec (Études sérologiques) | Envoi à 4°C |
| <input type="checkbox"/> Laboratoire de référence (LR) - immunologie érythrocytaire - Montréal (génotypage liquide amniotique et RhD faible type 1, 2 et 3 seulement) | Envoi à 4°C |
| <input type="checkbox"/> Laboratoire de référence (LR) - immunologie plaquettaire (plaquettes) et leucocytaire (HLA) Montréal | Envoi à T° pièce |
| <input type="checkbox"/> Laboratoire de cellules souches(CS) - banque de sang de cordon - Montréal (échantillons mères) | Envoi à T° pièce |
| <input type="checkbox"/> Laboratoire des analyses réglementaires – virologie | Envoi à 4°C |

Retour de produits sanguins labiles ou produits stables

À l'attention de l'expédition